





USER MANUAL
EVOLI SCALE
EVSC-5HB

Read carefully before using this product

Important safety precautions when using electrical appliances, certain basic safety precautions must be followed, including the following:

1. This product must not be used by children or by other people without assistance or supervision if their physical, sensory or mental condition limits safe use of the appliance.
2. In order to ensure reliable readings and guarantee connectivity, please stand on the scales with bare feet. Please make sure that both the scales and your feet are completely dry before use.
3. Never place the scales on carpet or on uneven floor.
4. The scales are not waterproof, never immerse the scales in water.
5. To clean the surface, use a damp cloth or a glass cleaner. Do not use soap or other chemicals. Please keep the scales away from water, heat and extreme cold.
6. The scales are a high precision measuring device never jump or stop on the scale or disassemble. Please handle the scales carefully to avoid breakage.
7. The scales are for domestic use only. You should consult a doctor when undertaking any diet or exercise program.
8. Remove the batteries if the scales are not being used for a long period of time.
9. Please check the batteries if the scales malfunction. Change to new batteries if required.
10. Please remove insulating strip on the batteries before use.
11. If batteries leak, change them immediately as they may damage the scales





FEATURES AND SPECIFICATIONS

1. auto on/off
2. high precision strain gauge sensors system
3. weight units: kg, lb, st:lb
4. maximum capacity: 150kg/330lb/24st
5. tempered glass platform – 361mm x 241 x 6mm
6. large LCD display with backlit easy to read – 110x 45mm
7. graduation: 0.1kg/0.2lb
8. overload indication: “Err”
9. low battery indication “Lo”
10. power supply: 4xAAA batteries
11. batteries included
12. one-year warranty

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove all packaging before use.
2. Locate the 4 x AAA batteries and the battery holder at the back of the scales, open the cover, install the batteries into the holder and close the cover. Please ensure that the batteries are placed the correct way as indicated in the holder.
3. Press UNIT key to switch on and select unit measurement.
4. Place the scales on solid, flat ground, let the scales turn off automatically
5. Step on the scales gently, position your feet evenly near the center and keep your body still and erect until the scales stabilize your weight. The scales will flicker and lock on the LCD screen after your weight is steady, then automatically turn off after 10 seconds.
6. The scales will automatically turn off if no further use is required.

WORKING CONDITIONS

1. Operating temperature range: 0 - 40 °C.
2. Operating humidity range: ≤ 90% RH.
3. Storage temperature: -20 °C - 60 °C.



Meaning of crossed – out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

ev
evvoli


Produced for EVVOLI s.r.l.
Via dell'Annunciata 23/4 - 20121
Milan - Italy

www.evvoli.com

معنى سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة:

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية على أنها نفايات محلية غير مفروزة ، استخدم مرافق تجميع منفصلة.


اتصل بالبلدية المحلية الخاصة بك للحصول على معلومات بخصوص أنظمة الجمع المتاحة. إذا تم التخلص من الأجهزة الكهربائية في مكبات النفايات أو مقالب القمامة، يمكن أن تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية وتدخل في السلسلة الغذائية، مما يضر بصحتك و صالك. عند استبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة، يكون بائع التجزئة ملزمًا قانونًا باستعادة جهازك القديم للتخلص منه مجانًا على الأقل.



evvoli

Produced for EVVOLI s.r.l.
Via dell'Annunciata 23/4 - 20121
Milan - Italy

www.evvoli.com



تعليمات التشغيل:

1. أزل جميع الأغلفة قبل الاستخدام.
2. ضع البطاريات AAA الأربعة وحامل البطارية في الجزء الخلفي من الميزان، افتح الغطاء، وقم بتركيب البطاريات في الحامل وأغلق الغطاء. يرجى التأكد من وضع البطاريات بالطريقة الصحيحة في الحامل
3. اضغط على مفتاح UNIT للتشغيل واختيار وحدة القياس.
4. ضع الميزان على أرض صلبة و مستوية، اترك الميزان ليبتوقف تلقائيًا.
5. قف على الميزان برفق، ضع قدميك بالتساوي بالقرب من المركز وحافظ على جسمك ثابتًا ومنتصبًا حتى يحافظ الميزان على توازنك. سوف يومض الميزان على شاشة LCD بعد ثبات وزنك، ثم تنطفئ تلقائيًا بعد 10 ثوان.
6. سوف ينطفئ الميزان تلقائيًا إذا لم يكن هناك المزيد من الاستخدام.

شروط العمل:

- التشغيل ضمن مجال درجة حرارة: 0-40 درجة مئوية
 التشغيل ضمن مجال رطوبة: $\geq 90\% \text{ RH}$
 التخزين بدرجة حرارة: من -20 درجة مئوية حتى 60 درجة مئوية .

مميزات و مواصفات:

- تشغيل تلقائي
- إيقاف تلقائي
- نظام مجسات قياس الضغط عالية الدقة
- وحدات الوزن: كغ، باوند، ستون
- القدرة القصوى للوزن: 150 كغ/330 باوند/24 ستون
- منصة من الزجاج المقسى – 361 مم x 241 مم x 6 مم
- شاشة عرض كبيرة LCD بقياس 110x45mm
- تخرج: 0.1 كغ/0.2 باوند/0.2 باوند (1باوند، 20 ستون)
- مؤشر الزيادة في تحميل الوزن: "Err"
- مؤشر البطارية الضعيفة: "Lo"
- مزود الطاقة: بطارية عدد 4 AAA x
- البطاريات مضمولة
- ضمان المصنع لمدة عام واحد

لضمان استمرار التشغيل والدقة، يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل الاستخدام. قد يؤدي اجتياز إجراءات معينة إلى قراءات غير صحيحة. نأمل أن تستمتع باستخدام ميزانك الجديد.

تدابير وقائية هامة للسلامة:

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع بعض احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

1 يحظر استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو الأشخاص التخريين دون مساعدة أو إشراف في حال كانت حالتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية تحد من الاستخدام الآمن للجهاز.

2 من أجل ضمان قراءات موثوقة وضمان الاتصال، يرجى الوقوف على الميزان حافي القدمين. يرجى التأكد من أن الميزان وقدميك جافين تمامًا قبل الاستخدام.

3 لا تضع الميزان على سجادة أو على أرضية غير مستوية.

4 الميزان ليس مقاوم للماء، لا تغمر الميزان في الماء. لتنظيف السطح، استخدم قطعة قماش مبللة أو منظف زجاج. لا تستخدم الصابون أو أي مواد كيميائية أخرى. يرجى إبقاء الميزان بعيداً عن الماء والحرارة والبرودة الشديدة.

5 الميزان هو جهاز قياس عالي الدقة. لا تقفز أبداً أو تدوس على الميزان و لا تفككه. يرجى التعامل مع الميزان بعناية لتجنب الكسر.


6 الميزان هو للاستخدام المنزلي فقط. يجب استشارة الطبيب عند اتباع أي نظام غذائي أو برنامج تمارين رياضية.

7 قم بإزالة البطاريات إذا لم يتم استخدام الميزان لفترة طويلة من الزمن.

8 الرجاء التحقق من البطاريات في حال وجود عطل في الميزان. قم بوضع بطاريات جديدة إذا لزم الأمر.

9 يرجى إزالة الشريط العازل على البطاريات قبل الاستخدام.

10 في حال حدوث تسرب من البطاريات، قم بتغييرها على الفور لأنها قد تتلف الميزان.





دليل المستخدم
ميزان ايفولي

EVSC-5HB

اقرأ التعليمات جيدا قبل تشغيل هذا الجهاز